

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.61861101

Exp. date2026年10月4日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	259	6.0	18.3	70.6	23.2	32.8	8.1
LIMIT	13	0.2	1.8	3.5	2.1	4.9	6.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.9	19.2	6.3	0.07	8.2	6.3
LIMIT	4.8	1.9	5.0	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.3	1.70	0.0066
LIMIT	3.0	0.85	0.0033

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。