

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 41891102

Exp. date 2024年10月6日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	432	11.5	34.2	79.1	26.6	33.6	23.5
LIMIT	22	0.3	3.4	4.0	2.1	4.7	3.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.9	16.7	8.7	0.23	9.9	19.3
LIMIT	4.7	1.7	1.4	0.07	0.9	29.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	69.5	4.81	0.0111
LIMIT	4.2	2.41	0.0056

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。