

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 42451102

Exp. date 2024年12月1日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	439	12.0	35.3	80.5	27.3	34.0	23.1
LIMIT	22	0.4	3.5	4.0	2.2	4.8	3.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.7	16.2	9.4	0.23	10.0	22.2
LIMIT	4.7	1.6	1.5	0.07	0.9	33.3

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	71.2	4.78	0.0109
LIMIT	4.3	2.39	0.0055

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。