







# XN CHECK™ LT 表示値表







XN-Lシリーズ用

|                   |   |
|-------------------|---|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level2 |   |

|          |   |
|----------|---|
| ロット番号    |  |
| 42961102 |   |

|            |  |
|------------|--|
| 使用期限       |  |
| 2025/01/12 |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode  |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| RBC        | 10 <sup>4</sup> /μL | 427    | 21    |    |
| HGB        | g/dL                | 11.4   | 0.5   |    |
| HCT        | %                   | 33.5   | 3.4   |    |
| MCV        | fL                  | 78.5   | 3.9   |    |
| MCH        | pg                  | 26.7   | 2.1   |   |
| MCHC       | g/dL                | 34.0   | 4.8   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode   |
|------------|---------------------|--------|-------|---|
| PLT-I      | 10 <sup>4</sup> /μL | 21.8   | 3.3   |    |
| RDW-SD     | fL                  | 48.3   | 4.8   |    |
| RDW-CV     | %                   | 16.9   | 1.7   |    |
| PDW        | fL                  | 9.9    | 1.6   |    |
| PCT        | %                   | 0.23   | 0.07  |   |
| MPV        | fL                  | 10.4   | 0.9   |  |
| P-LCR      | %                   | 25.6   | 38.4  |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








# XN CHECK™ LT 表示値表








XN-Lシリーズ用

|                   |   |
|-------------------|---|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level2 |   |

|          |   |
|----------|---|
| ロット番号    |  |
| 42961102 |   |

|            |  |
|------------|--|
| 使用期限       |  |
| 2025/01/12 |  |

| Parameters | Target              | Limit | Barcode |  |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| WBC-C      | 10 <sup>2</sup> /μL | 75.6  | 6.8     |    |
| WBC-D      | 10 <sup>2</sup> /μL | 70.8  | 5.7     |    |
| NEUT#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 30.2  | 4.5     |    |
| LYMPH#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 21.6  | 4.3     |    |
| MONO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.7   | 4.6     |   |
| EO#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.2   | 3.6     |  |
| BASO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 4.1   | 3.2     |  |

| Parameters | Target              | Limit | Barcode |   |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| IG#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.8   | 2.3     |    |
| NEUT%      | %                   | 42.7  | 6.4     |    |
| LYMPH%     | %                   | 30.5  | 6.1     |    |
| MONO%      | %                   | 10.8  | 6.5     |    |
| EO%        | %                   | 10.2  | 5.1     |   |
| BASO%      | %                   | 5.8   | 4.5     |  |
| IG%        | %                   | 11.0  | 3.3     |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。