

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 43011102

Exp. date 2025年1月26日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	424	11.8	34.8	82.0	27.8	33.9	23.5
LIMIT	21	0.4	3.5	4.1	2.2	4.7	3.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.0	16.1	8.1	0.22	9.4	15.4
LIMIT	4.7	1.6	1.3	0.07	0.8	23.1

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	68.7	4.50	0.0106
LIMIT	4.1	2.25	0.0053

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。