







XN CHECK™ ST 表示値表








XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|---|
| マテリアル |  |
| XN Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 43511102 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2025/03/09 | |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| RBC | 10 ⁴ /μL | 436 | 22 |  |
| HGB | g/dL | 12.2 | 0.5 |  |
| HCT | % | 35.8 | 3.6 |  |
| MCV | fL | 82.0 | 4.1 |  |
| MCH | pg | 28.0 | 2.2 |  |
| MCHC | g/dL | 34.1 | 4.8 |  |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---|
| PLT-I | 10 ⁴ /μL | 22.7 | 3.4 |  |
| RDW-SD | fL | 48.1 | 4.8 |  |
| RDW-CV | % | 15.9 | 1.6 |  |
| PDW | fL | 9.5 | 1.5 |  |
| PCT | % | 0.23 | 0.07 |  |
| MPV | fL | 10.2 | 0.9 |  |
| P-LCR | % | 23.4 | 35.1 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








XN CHECK™ ST 表示値表








XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|---|
| マテリアル |  |
| XN Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 43511102 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2025/03/09 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| WBC-C | 10 ² /μL | 77.8 | 7.0 |  |
| WBC-D | 10 ² /μL | 73.0 | 5.8 |  |
| NEUT# | 10 ² /μL | 31.1 | 4.7 |  |
| LYMPH# | 10 ² /μL | 22.8 | 4.6 |  |
| MONO# | 10 ² /μL | 7.3 | 4.4 |  |
| EO# | 10 ² /μL | 7.6 | 3.8 |  |
| BASO# | 10 ² /μL | 4.2 | 3.3 |  |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| IG# | 10 ² /μL | 8.1 | 2.4 |  |
| NEUT% | % | 42.8 | 6.4 |  |
| LYMPH% | % | 31.2 | 6.2 |  |
| MONO% | % | 9.9 | 5.9 |  |
| EO% | % | 10.4 | 5.2 |  |
| BASO% | % | 5.7 | 4.4 |  |
| IG% | % | 11.1 | 3.3 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。







XN CHECK™ ST 表示値表






XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|---|
| マテリアル |  |
| XN Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 43511102 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2025/03/09 | |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| RET# | 10 ⁴ /μL | 12.49 | 3.75 |  |
| RET% | % | 2.86 | 0.57 |  |
| RBC-O | 10 ⁴ /μL | 418 | 42 |  |
| HFR | % | 4.6 | 11.0 |  |
| MFR | % | 20.8 | 28.0 |  |
| LFR | % | 74.6 | 33.0 |  |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| IRF | % | 25.4 | 36.0 |  |
| RET-He | pg | 22.5 | 2.3 |  |
| PLT-O | 10 ⁴ /μL | 23.2 | 7.0 |  |
| IPF# | 10 ⁴ /μL | 4.15 | 3.11 |  |
| IPF | % | 17.9 | 5.0 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。