

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 43571102

Exp. date 2025年3月23日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	432	11.8	34.9	80.8	27.3	33.8	23.5
LIMIT	22	0.4	3.5	4.0	2.2	4.7	3.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.4	16.8	8.8	0.23	9.7	19.0
LIMIT	4.8	1.7	1.4	0.07	0.9	28.5

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	71.2	4.76	0.0110
LIMIT	4.3	2.38	0.0055

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。