

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 50471102

Exp. date 2025年5月18日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	423	11.4	33.8	80.0	27.0	33.7	22.4
LIMIT	21	0.3	3.4	4.0	2.2	4.7	3.4

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.9	16.8	9.8	0.22	9.9	21.9
LIMIT	4.8	1.7	1.6	0.07	0.9	32.9

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	69.0	4.63	0.0109
LIMIT	4.1	2.32	0.0055

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。