

< XN CHECKTM 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 51031102

Exp. date 2025年7月13日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	425	11.4	34.0	80.1	26.8	33.5	22.5
LIMIT	21	0.3	3.4	4.0	2.1	4.7	3.4

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.2	16.5	8.0	0.21	9.2	14.1
LIMIT	4.7	1.7	1.3	0.06	0.8	21.2

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	72.2	4.74	0.0112
LIMIT	4.3	2.37	0.0056

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。