

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
51551102	

使用期限	
2025/08/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	439	22	
HGB	g/dL	12.0	0.5	
HCT	%	35.6	3.6	
MCV	fL	81.0	4.1	
MCH	pg	27.3	2.2	
MCHC	g/dL	33.7	4.7	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.8	3.4	
RDW-SD	fL	48.8	4.9	
RDW-CV	%	16.4	1.6	
PDW	fL	7.5	1.2	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.1	0.8	
P-LCR	%	11.3	17.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
51551102	

使用期限	
2025/08/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	76.9	6.9	
WBC-D	10 ² /μL	72.2	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	32.0	4.8	
LYMPH#	10 ² /μL	21.2	4.2	
MONO#	10 ² /μL	6.8	4.1	
EO#	10 ² /μL	7.9	4.0	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.4	2.5	
NEUT%	%	44.3	6.6	
LYMPH%	%	29.3	5.9	
MONO%	%	9.4	5.6	
EO%	%	11.0	5.5	
BASO%	%	6.0	4.7	
IG%	%	11.6	3.5	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
51551102	

使用期限	
2025/08/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	12.23	3.67	
RET%	%	2.79	0.56	
RBC-O	10 ⁴ /μL	420	42	
HFR	%	1.7	11.0	
MFR	%	13.3	28.0	
LFR	%	85.0	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	15.0	36.0	
RET-He	pg	24.0	2.4	
PLT-O	10 ⁴ /μL	24.0	7.2	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.30	3.23	
IPF	%	17.9	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。