

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **51591102**

Exp. date **2025年9月7日**

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	435	11.6	34.5	79.3	26.7	33.6	22.4
LIMIT	22	0.3	3.5	4.0	2.1	4.7	3.4

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.6	16.5	8.1	0.21	9.2	14.2
LIMIT	4.7	1.7	1.3	0.06	0.8	21.3

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	69.7	4.73	0.0109
LIMIT	4.2	2.37	0.0055

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。