

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
52091102	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	447	22	
HGB	g/dL	12.3	0.5	
HCT	%	36.2	3.6	
MCV	fL	80.9	4.0	
MCH	pg	27.5	2.2	
MCHC	g/dL	34.0	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.3	3.3	
RDW-SD	fL	47.7	4.8	
RDW-CV	%	16.1	1.6	
PDW	fL	9.0	1.4	
PCT	%	0.22	0.07	
MPV	fL	9.8	0.9	
P-LCR	%	19.5	29.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
52091102	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	75.4	6.8	
WBC-D	10 ² /μL	70.9	6.0	
NEUT#	10 ² /μL	30.5	4.6	
LYMPH#	10 ² /μL	22.9	4.6	
MONO#	10 ² /μL	6.2	3.7	
EO#	10 ² /μL	7.2	3.6	
BASO#	10 ² /μL	4.1	3.2	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.0	2.4	
NEUT%	%	43.0	6.5	
LYMPH%	%	32.3	6.5	
MONO%	%	8.7	5.2	
EO%	%	10.1	5.1	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	11.2	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
52091102	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	13.51	4.05	
RET%	%	3.02	0.60	
RBC-O	10 ⁴ /μL	429	43	
HFR	%	2.1	11.0	
MFR	%	13.4	28.0	
LFR	%	84.5	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	15.5	36.0	
RET-He	pg	22.6	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.9	6.9	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.05	3.04	
IPF	%	17.7	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。