

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 52151102

Exp. date 2025年11月2日

L2 : Level 2

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	430	11.9	35.1	81.7	27.7	33.9	21.8
LIMIT	22	0.4	3.5	4.1	2.2	4.7	3.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.1	16.2	7.7	0.20	9.1	12.6
LIMIT	4.7	1.6	1.2	0.06	0.8	18.9

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	70.7	4.90	0.0114
LIMIT	4.2	2.45	0.0057

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。