

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
52671102	

使用期限	
2025/12/14	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	437	22	
HGB	g/dL	11.9	0.5	
HCT	%	34.8	3.5	
MCV	fL	79.6	4.0	
MCH	pg	27.2	2.2	
MCHC	g/dL	34.2	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	21.9	3.3	
RDW-SD	fL	48.5	4.9	
RDW-CV	%	16.7	1.7	
PDW	fL	9.8	1.6	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.4	0.9	
P-LCR	%	26.2	39.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
52671102	

使用期限	
2025/12/14	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	77.4	7.0	
WBC-D	10 ² /μL	72.8	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	31.1	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	23.0	4.6	
MONO#	10 ² /μL	6.7	4.0	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.0	2.4	
NEUT%	%	42.6	6.4	
LYMPH%	%	31.6	6.3	
MONO%	%	9.2	5.5	
EO%	%	10.8	5.4	
BASO%	%	5.8	4.5	
IG%	%	11.0	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。