

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **52711102**

Exp. date **2025年12月28日**

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	436	11.7	34.9	80.1	26.8	33.5	23.5
LIMIT	22	0.4	3.5	4.0	2.1	4.7	3.5

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.1	16.5	9.1	0.23	9.8	19.8
LIMIT	4.7	1.7	1.5	0.07	0.9	29.7

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	70.4	4.68	0.0107
LIMIT	4.2	2.34	0.0054

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。