

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53211102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	426	21	
HGB	g/dL	11.6	0.5	
HCT	%	34.3	3.4	
MCV	fL	80.5	4.0	
MCH	pg	27.2	2.2	
MCHC	g/dL	33.8	4.7	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.1	3.3	
RDW-SD	fL	48.1	4.8	
RDW-CV	%	16.5	1.7	
PDW	fL	9.4	1.5	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.5	0.9	
P-LCR	%	26.4	39.6	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53211102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	78.7	7.1	
WBC-D	10 ² /μL	73.9	5.9	
NEUT#	10 ² /μL	32.3	4.8	
LYMPH#	10 ² /μL	22.2	4.4	
MONO#	10 ² /μL	7.2	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.4	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.4	2.5	
NEUT%	%	43.8	6.6	
LYMPH%	%	30.0	6.0	
MONO%	%	9.8	5.9	
EO%	%	10.5	5.3	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	11.4	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53211102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	12.37	3.71	
RET%	%	2.90	0.58	
RBC-O	10 ⁴ /μL	410	41	
HFR	%	3.8	11.0	
MFR	%	19.1	28.0	
LFR	%	77.1	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	22.9	36.0	
RET-He	pg	22.7	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.6	6.8	
IPF#	10 ⁴ /μL	3.95	2.96	
IPF	%	17.5	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。