

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53231102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	422	21	
HGB	g/dL	11.8	0.5	
HCT	%	34.4	3.4	
MCV	fL	81.5	4.1	
MCH	pg	28.0	2.2	
MCHC	g/dL	34.3	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	21.8	3.3	
RDW-SD	fL	45.9	4.6	
RDW-CV	%	15.5	1.6	
PDW	fL	8.6	1.4	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.6	0.9	
P-LCR	%	17.1	25.7	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53231102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	76.1	6.8	
WBC-D	10 ² /μL	71.4	5.7	
NEUT#	10 ² /μL	31.5	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	20.9	4.2	
MONO#	10 ² /μL	7.2	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.6	3.8	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.2	2.5	
NEUT%	%	44.0	6.6	
LYMPH%	%	29.3	5.9	
MONO%	%	10.1	6.1	
EO%	%	10.7	5.4	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	11.4	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53231102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	11.67	3.50	
RET%	%	2.77	0.55	
RBC-O	10 ⁴ /μL	406	41	
HFR	%	1.6	11.0	
MFR	%	14.8	28.0	
LFR	%	83.6	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	16.4	36.0	
RET-He	pg	23.7	2.4	
PLT-O	10 ⁴ /μL	23.0	6.9	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.21	3.16	
IPF	%	18.3	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。