

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **53271102**

Exp. date **2026年2月22日**

L2 : Level 2

| | RBC 10 ⁴ /μL | HGB g/dL | HCT % | MCV fL | MCH pg | MCHC g/dL | PLT 10 ⁴ /μL |
|--------|----------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|
| TARGET | 436 | 11.8 | 35.1 | 80.6 | 27.1 | 33.6 | 23.7 |
| LIMIT | 22 | 0.4 | 3.5 | 4.0 | 2.2 | 4.7 | 3.6 |

| | RDW-SD fL | RDW-CV % | PDW fL | PCT % | MPV fL | P-LCR % |
|--------|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|
| TARGET | 49.9 | 17.4 | 9.6 | 0.24 | 10.0 | 22.3 |
| LIMIT | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 0.07 | 0.9 | 33.5 |

| | WBC-M 10 ² /μL | MI-RBC# 10 ² /μL | MI-RBC% % |
|--------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| TARGET | 71.0 | 4.80 | 0.0110 |
| LIMIT | 4.3 | 2.40 | 0.0055 |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。