

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60121102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	422	21	
HGB	g/dL	12.1	0.5	
HCT	%	35.0	3.5	
MCV	fL	82.9	4.1	
MCH	pg	28.7	2.3	
MCHC	g/dL	34.6	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.4	3.4	
RDW-SD	fL	47.1	4.7	
RDW-CV	%	15.5	1.6	
PDW	fL	9.9	1.6	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.3	0.9	
P-LCR	%	25.3	38.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60121102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	74.1	6.7	
WBC-D	10 ² /μL	69.5	5.6	
NEUT#	10 ² /μL	30.4	4.6	
LYMPH#	10 ² /μL	20.7	4.1	
MONO#	10 ² /μL	6.7	4.0	
EO#	10 ² /μL	7.6	3.8	
BASO#	10 ² /μL	4.1	3.2	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	7.9	2.4	
NEUT%	%	43.6	6.5	
LYMPH%	%	29.8	6.0	
MONO%	%	9.7	5.8	
EO%	%	11.0	5.5	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	11.3	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。