

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 60121102 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2026/04/05 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RBC        | 10 <sup>4</sup> /μL | 422    | 21    |    |
| HGB        | g/dL                | 12.1   | 0.5   |    |
| HCT        | %                   | 35.0   | 3.5   |    |
| MCV        | fL                  | 82.9   | 4.1   |    |
| MCH        | pg                  | 28.7   | 2.3   |   |
| MCHC       | g/dL                | 34.6   | 4.8   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-I      | 10 <sup>4</sup> /μL | 22.4   | 3.4   |    |
| RDW-SD     | fL                  | 47.1   | 4.7   |    |
| RDW-CV     | %                   | 15.5   | 1.6   |    |
| PDW        | fL                  | 9.9    | 1.6   |    |
| PCT        | %                   | 0.23   | 0.07  |   |
| MPV        | fL                  | 10.3   | 0.9   |  |
| P-LCR      | %                   | 25.3   | 38.0  |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 60121102 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2026/04/05 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WBC-C      | 10 <sup>2</sup> /μL | 74.1   | 6.7   |    |
| WBC-D      | 10 <sup>2</sup> /μL | 69.5   | 5.6   |    |
| NEUT#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 30.4   | 4.6   |    |
| LYMPH#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 20.7   | 4.1   |    |
| MONO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 6.7    | 4.0   |   |
| EO#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.6    | 3.8   |  |
| BASO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 4.1    | 3.2   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IG#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.9    | 2.4   |    |
| NEUT%      | %                   | 43.6   | 6.5   |    |
| LYMPH%     | %                   | 29.8   | 6.0   |    |
| MONO%      | %                   | 9.7    | 5.8   |    |
| EO%        | %                   | 11.0   | 5.5   |   |
| BASO%      | %                   | 5.9    | 4.6   |  |
| IG%        | %                   | 11.3   | 3.4   |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

| マテリアル             |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| XN Control Level2 |  |

| ロット番号    |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60121102 |  |

| 使用期限       |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026/04/05 |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| RET#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 11.75  | 3.53  |         |
| RET%       | %                   | 2.78   | 0.56  |         |
| RBC-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 408    | 41    |         |
| HFR        | %                   | 0.5    | 11.0  |         |
| MFR        | %                   | 10.5   | 28.0  |         |
| LFR        | %                   | 89.0   | 33.0  |         |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| IRF        | %                   | 11.0   | 36.0  |         |
| RET-He     | pg                  | 23.0   | 2.3   |         |
| PLT-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 22.9   | 6.9   |         |
| IPF#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 4.14   | 3.11  |         |
| IPF        | %                   | 18.1   | 5.0   |         |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。