

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60131102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	431	22	
HGB	g/dL	12.7	0.5	
HCT	%	36.5	3.7	
MCV	fL	84.7	4.2	
MCH	pg	29.5	2.4	
MCHC	g/dL	34.8	4.9	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.2	3.3	
RDW-SD	fL	46.5	4.7	
RDW-CV	%	15.0	1.5	
PDW	fL	10.3	1.6	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.4	0.9	
P-LCR	%	26.6	39.9	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60131102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	76.8	6.9	
WBC-D	10 ² /μL	72.2	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	31.2	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	21.7	4.3	
MONO#	10 ² /μL	7.2	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.1	2.4	
NEUT%	%	43.2	6.5	
LYMPH%	%	30.0	6.0	
MONO%	%	10.0	6.0	
EO%	%	10.8	5.4	
BASO%	%	6.0	4.7	
IG%	%	11.2	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。