

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60131102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	431	22	
HGB	g/dL	12.7	0.5	
HCT	%	36.5	3.7	
MCV	fL	84.7	4.2	
MCH	pg	29.5	2.4	
MCHC	g/dL	34.8	4.9	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.2	3.3	
RDW-SD	fL	46.5	4.7	
RDW-CV	%	15.0	1.5	
PDW	fL	10.3	1.6	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.4	0.9	
P-LCR	%	26.6	39.9	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60131102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	76.8	6.9	
WBC-D	10 ² /μL	72.2	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	31.2	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	21.7	4.3	
MONO#	10 ² /μL	7.2	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.1	2.4	
NEUT%	%	43.2	6.5	
LYMPH%	%	30.0	6.0	
MONO%	%	10.0	6.0	
EO%	%	10.8	5.4	
BASO%	%	6.0	4.7	
IG%	%	11.2	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60131102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	12.29	3.69	
RET%	%	2.85	0.57	
RBC-O	10 ⁴ /μL	417	42	
HFR	%	2.4	11.0	
MFR	%	15.8	28.0	
LFR	%	81.8	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	18.2	36.0	
RET-He	pg	22.8	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	23.3	7.0	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.19	3.14	
IPF	%	17.9	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。