

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60141102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	432	22	
HGB	g/dL	12.0	0.5	
HCT	%	35.1	3.5	
MCV	fL	81.3	4.1	
MCH	pg	27.8	2.2	
MCHC	g/dL	34.2	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.4	3.4	
RDW-SD	fL	47.7	4.8	
RDW-CV	%	16.1	1.6	
PDW	fL	10.2	1.6	
PCT	%	0.24	0.07	
MPV	fL	10.5	0.9	
P-LCR	%	27.1	40.7	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60141102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	76.5	6.9	
WBC-D	10 ² /μL	72.0	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	31.3	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	21.6	4.3	
MONO#	10 ² /μL	7.0	4.2	
EO#	10 ² /μL	7.9	4.0	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.3	2.5	
NEUT%	%	43.7	6.6	
LYMPH%	%	30.0	6.0	
MONO%	%	9.6	5.8	
EO%	%	10.9	5.5	
BASO%	%	5.8	4.5	
IG%	%	11.5	3.5	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60141102	

使用期限	
2026/04/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	13.38	4.01	
RET%	%	3.10	0.62	
RBC-O	10 ⁴ /μL	417	42	
HFR	%	3.8	11.0	
MFR	%	18.8	28.0	
LFR	%	77.4	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	22.6	36.0	
RET-He	pg	22.6	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	23.0	6.9	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.11	3.08	
IPF	%	17.9	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。