

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.60181102

Exp. date2026年4月19日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	424	11.7	34.5	81.4	27.6	33.9	22.3
LIMIT	21	0.4	3.5	4.1	2.2	4.7	3.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.1	16.6	8.9	0.22	9.7	18.5
LIMIT	4.8	1.7	1.4	0.07	0.9	27.8

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	69.0	4.65	0.0110
LIMIT	4.1	2.33	0.0055

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。