

# XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 60681102 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2026/05/31 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RBC        | 10 <sup>4</sup> /μL | 433    | 22    |    |
| HGB        | g/dL                | 11.7   | 0.5   |    |
| HCT        | %                   | 34.6   | 3.5   |    |
| MCV        | fL                  | 80.0   | 4.0   |    |
| MCH        | pg                  | 27.0   | 2.2   |   |
| MCHC       | g/dL                | 33.8   | 4.7   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-I      | 10 <sup>4</sup> /μL | 23.3   | 3.5   |    |
| RDW-SD     | fL                  | 49.2   | 4.9   |    |
| RDW-CV     | %                   | 16.9   | 1.7   |    |
| PDW        | fL                  | 8.5    | 1.4   |    |
| PCT        | %                   | 0.22   | 0.07  |   |
| MPV        | fL                  | 9.5    | 0.9   |  |
| P-LCR      | %                   | 16.9   | 25.4  |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル             |  |
| XN Control Level2 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 60681102 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2026/05/31 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WBC-C      | 10 <sup>2</sup> /μL | 79.3   | 7.1   |    |
| WBC-D      | 10 <sup>2</sup> /μL | 74.6   | 6.0   |    |
| NEUT#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 31.3   | 4.7   |    |
| LYMPH#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 23.1   | 4.6   |    |
| MONO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 8.1    | 4.9   |   |
| EO#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.8    | 3.9   |  |
| BASO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 4.3    | 3.4   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| IG#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 8.2    | 2.5   |         |
| NEUT%      | %                   | 42.1   | 6.3   |         |
| LYMPH%     | %                   | 30.9   | 6.2   |         |
| MONO%      | %                   | 10.9   | 6.5   |         |
| EO%        | %                   | 10.4   | 5.2   |         |
| BASO%      | %                   | 5.7    | 4.4   |         |
| IG%        | %                   | 11.0   | 3.3   |         |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。