

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60681102	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	433	22	
HGB	g/dL	11.7	0.5	
HCT	%	34.6	3.5	
MCV	fL	80.0	4.0	
MCH	pg	27.0	2.2	
MCHC	g/dL	33.8	4.7	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	23.3	3.5	
RDW-SD	fL	49.2	4.9	
RDW-CV	%	16.9	1.7	
PDW	fL	8.5	1.4	
PCT	%	0.22	0.07	
MPV	fL	9.5	0.9	
P-LCR	%	16.9	25.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60681102	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 ² /μL	79.3	7.1	
WBC-D	10 ² /μL	74.6	6.0	
NEUT#	10 ² /μL	31.3	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	23.1	4.6	
MONO#	10 ² /μL	8.1	4.9	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 ² /μL	8.2	2.5	
NEUT%	%	42.1	6.3	
LYMPH%	%	30.9	6.2	
MONO%	%	10.9	6.5	
EO%	%	10.4	5.2	
BASO%	%	5.7	4.4	
IG%	%	11.0	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60681102	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	12.17	3.65	
RET%	%	2.81	0.56	
RBC-O	10 ⁴ /μL	416	42	
HFR	%	2.1	11.0	
MFR	%	15.8	28.0	
LFR	%	82.1	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	17.9	36.0	
RET-He	pg	23.3	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	24.3	7.3	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.08	3.06	
IPF	%	16.8	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。