

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60701102	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
RBC	10 <sup>4</sup> /μL	425	21	
HGB	g/dL	11.8	0.5	
HCT	%	34.5	3.5	
MCV	fL	81.2	4.1	
MCH	pg	27.8	2.2	
MCHC	g/dL	34.2	4.8	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
PLT-I	10 <sup>4</sup> /μL	22.5	3.4	
RDW-SD	fL	45.9	4.6	
RDW-CV	%	15.6	1.6	
PDW	fL	8.5	1.4	
PCT	%	0.22	0.07	
MPV	fL	9.6	0.9	
P-LCR	%	17.2	25.8	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60701102	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 <sup>2</sup> /μL	77.3	7.0	
WBC-D	10 <sup>2</sup> /μL	72.7	5.8	
NEUT#	10 <sup>2</sup> /μL	31.5	4.7	
LYMPH#	10 <sup>2</sup> /μL	21.8	4.4	
MONO#	10 <sup>2</sup> /μL	7.2	4.3	
EO#	10 <sup>2</sup> /μL	8.0	4.0	
BASO#	10 <sup>2</sup> /μL	4.2	3.3	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 <sup>2</sup> /μL	8.2	2.5	
NEUT%	%	43.3	6.5	
LYMPH%	%	30.0	6.0	
MONO%	%	9.9	5.9	
EO%	%	11.0	5.5	
BASO%	%	5.8	4.5	
IG%	%	11.3	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

# XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
60701102	

使用期限	
2026/05/31	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 <sup>4</sup> /μL	11.08	3.32	
RET%	%	2.61	0.52	
RBC-O	10 <sup>4</sup> /μL	409	41	
HFR	%	1.7	11.0	
MFR	%	12.3	28.0	
LFR	%	86.0	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	14.0	36.0	
RET-He	pg	22.9	2.3	
PLT-O	10 <sup>4</sup> /μL	23.3	7.0	
IPF#	10 <sup>4</sup> /μL	3.88	2.91	
IPF	%	16.6	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。