

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 60741102

Exp. date 2026年6月14日

L2 : Level 2

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	425	12.0	35.2	82.8	28.2	34.1	22.7
LIMIT	21	0.4	3.5	4.1	2.3	4.8	3.4

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.8	16.2	8.2	0.21	9.2	15.1
LIMIT	4.8	1.6	1.3	0.06	0.8	22.7

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	72.2	4.88	0.0115
LIMIT	4.3	2.44	0.0058

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。