

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 61301102

Exp. date 2026年8月9日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	435	11.8	35.1	80.8	27.1	33.6	22.1
LIMIT	22	0.4	3.5	4.0	2.2	4.7	3.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.6	16.9	7.9	0.20	9.1	12.7
LIMIT	4.9	1.7	1.3	0.06	0.8	19.1

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	71.0	4.86	0.0112
LIMIT	4.3	2.43	0.0056

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。