

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.61861102

Exp. date2026年10月4日

L2 : Level 2

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	425	11.8	34.6	81.5	27.8	34.1	22.3
LIMIT	21	0.4	3.5	4.1	2.2	4.8	3.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	49.3	17.0	8.2	0.21	9.3	15.0
LIMIT	4.9	1.7	1.3	0.06	0.8	22.5

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	70.2	5.05	0.0119
LIMIT	4.2	2.53	0.0060

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。