

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62361102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	425	21	
HGB	g/dL	11.7	0.5	
HCT	%	34.0	3.4	
MCV	fL	80.0	4.0	
MCH	pg	27.5	2.2	
MCHC	g/dL	34.4	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.4	3.4	
RDW-SD	fL	45.8	4.6	
RDW-CV	%	15.7	1.6	
PDW	fL	9.0	1.4	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.1	0.9	
P-LCR	%	21.8	32.7	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62361102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	76.2	6.9	
WBC-D	10 ² /μL	71.6	5.7	
NEUT#	10 ² /μL	30.2	4.5	
LYMPH#	10 ² /μL	22.6	4.5	
MONO#	10 ² /μL	7.1	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.5	3.8	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	7.8	2.3	
NEUT%	%	42.3	6.3	
LYMPH%	%	31.6	6.3	
MONO%	%	9.9	5.9	
EO%	%	10.4	5.2	
BASO%	%	5.8	4.5	
IG%	%	11.0	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62361102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	11.55	3.47	
RET%	%	2.72	0.54	
RBC-O	10 ⁴ /μL	411	41	
HFR	%	2.2	11.0	
MFR	%	15.0	28.0	
LFR	%	82.8	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	17.2	36.0	
RET-He	pg	23.0	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.3	6.7	
IPF#	10 ⁴ /μL	3.93	2.95	
IPF	%	17.7	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。