

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62381102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	428	21	
HGB	g/dL	11.8	0.5	
HCT	%	34.2	3.4	
MCV	fL	80.0	4.0	
MCH	pg	27.6	2.2	
MCHC	g/dL	34.5	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.5	3.4	
RDW-SD	fL	49.0	4.9	
RDW-CV	%	16.8	1.7	
PDW	fL	9.2	1.5	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.1	0.9	
P-LCR	%	22.2	33.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62381102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	77.3	7.0	
WBC-D	10 ² /μL	72.6	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	30.5	4.6	
LYMPH#	10 ² /μL	23.2	4.6	
MONO#	10 ² /μL	7.3	4.4	
EO#	10 ² /μL	7.4	3.7	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	7.9	2.4	
NEUT%	%	42.0	6.3	
LYMPH%	%	31.9	6.4	
MONO%	%	10.1	6.1	
EO%	%	10.2	5.1	
BASO%	%	5.8	4.5	
IG%	%	10.9	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62381102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	11.52	3.46	
RET%	%	2.69	0.54	
RBC-O	10 ⁴ /μL	415	42	
HFR	%	1.9	11.0	
MFR	%	13.5	28.0	
LFR	%	84.6	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	15.4	36.0	
RET-He	pg	23.4	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.5	6.8	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.04	3.03	
IPF	%	18.0	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。