

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 41891103

Exp. date 2024年10月6日

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	507	14.9	43.2	85.3	29.4	34.5	54.8
LIMIT	25	0.4	4.3	4.3	2.4	4.8	4.9

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	45.1	14.8	8.8	0.53	9.7	18.1
LIMIT	4.5	1.5	1.1	0.13	0.7	27.2

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	163.4	11.97	0.0236
LIMIT	9.8	5.99	0.0118

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。