

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 42451103

Exp. date 2024年12月1日

L3 : Level 3

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	508	15.4	44.0	86.7	30.3	35.0	51.6
LIMIT	25	0.5	4.4	4.3	2.4	4.9	4.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.6	15.0	9.6	0.51	9.9	20.8
LIMIT	4.7	1.5	1.2	0.13	0.7	31.2

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	168.9	12.12	0.0239
LIMIT	10.1	6.06	0.0120

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。