

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 50471103

Exp. date 2025年5月18日

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	522	16.1	46.7	89.5	30.8	34.5	51.7
LIMIT	26	0.5	4.7	4.5	2.5	4.8	4.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.5	14.8	10.1	0.50	9.8	21.0
LIMIT	4.8	1.5	1.2	0.13	0.7	31.5

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	167.9	12.01	0.0230
LIMIT	10.1	6.01	0.0115

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。