

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **51031103**

Exp. date **2025年7月13日**

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	499	15.1	44.0	88.1	30.3	34.3	50.8
LIMIT	25	0.5	4.4	4.4	2.4	4.8	4.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.5	14.8	8.2	0.46	9.1	13.6
LIMIT	4.7	1.5	1.0	0.12	0.6	20.4

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	166.0	11.93	0.0239
LIMIT	10.0	5.97	0.0120

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。