

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **52151103**

Exp. date **2025年11月2日**

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	513	15.7	45.5	88.7	30.6	34.5	51.0
LIMIT	26	0.5	4.6	4.4	2.4	4.8	4.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.6	14.6	8.0	0.45	8.9	11.8
LIMIT	4.7	1.5	1.0	0.11	0.6	17.7

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	172.1	11.85	0.0231
LIMIT	10.3	5.93	0.0116

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。