

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **52711103**

Exp. date **2025年12月28日**

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	506	15.6	45.2	89.4	30.8	34.5	52.6
LIMIT	25	0.5	4.5	4.5	2.5	4.8	4.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	50.9	15.8	9.3	0.51	9.7	19.3
LIMIT	5.1	1.6	1.1	0.13	0.7	29.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	172.2	11.68	0.0231
LIMIT	10.3	5.84	0.0116

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。