

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **53271103**

Exp. date **2026年2月22日**

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	507	15.3	44.4	87.6	30.2	34.5	51.8
LIMIT	25	0.5	4.4	4.4	2.4	4.8	4.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	50.3	16.0	9.8	0.51	9.9	21.5
LIMIT	5.0	1.6	1.2	0.13	0.7	32.3

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	169.5	11.70	0.0231
LIMIT	10.2	5.85	0.0116

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。