

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.60181103

Exp. date2026年4月19日

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	519	15.4	44.6	86.0	29.7	34.5	50.9
LIMIT	26	0.5	4.5	4.3	2.4	4.8	4.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.7	15.2	9.1	0.49	9.5	17.7
LIMIT	4.7	1.5	1.1	0.12	0.7	26.6

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	165.0	11.36	0.0219
LIMIT	9.9	5.68	0.0110

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。