

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 60741103

Exp. date 2026年6月14日

L3 : Level 3

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	505	15.4	44.4	87.9	30.5	34.7	51.8
LIMIT	25	0.5	4.4	4.4	2.4	4.9	4.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.2	15.0	8.5	0.47	9.1	14.4
LIMIT	4.7	1.5	1.0	0.12	0.6	21.6

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	170.2	12.30	0.0244
LIMIT	10.2	6.15	0.0122

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。