

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 61301103

Exp. date 2026年8月9日

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	507	15.3	44.1	86.9	30.2	34.7	50.8
LIMIT	25	0.5	4.4	4.3	2.4	4.9	4.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.7	15.0	8.1	0.45	8.9	11.7
LIMIT	4.7	1.5	1.0	0.11	0.6	17.6

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	172.9	12.34	0.0243
LIMIT	10.4	6.17	0.0122

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。