

< XN CHECKTM 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No.61861103

Exp. date2026年10月4日

L3 : Level 3

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	501	15.5	44.5	88.9	30.9	34.8	51.1
LIMIT	25	0.5	4.5	4.4	2.5	4.9	4.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.2	14.5	8.4	0.47	9.1	14.0
LIMIT	4.6	1.5	1.0	0.12	0.6	21.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	166.6	11.67	0.0233
LIMIT	10.0	5.84	0.0117

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。