

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル               |  |
| XN-L Control Level1 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 50941401 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/07/15 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RBC        | 10 <sup>4</sup> /μL | 235    | 12    |    |
| HGB        | g/dL                | 5.9    | 0.3   |    |
| HCT        | %                   | 17.4   | 1.7   |    |
| MCV        | fL                  | 73.9   | 4.4   |    |
| MCH        | pg                  | 25.1   | 2.3   |   |
| MCHC       | g/dL                | 33.9   | 5.1   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-I      | 10 <sup>4</sup> /μL | 6.1    | 2.4   |    |
| RDW-SD     | fL                  | 58.0   | 8.7   |    |
| RDW-CV     | %                   | 21.5   | 3.2   |    |
| PDW        | fL                  | 9.1    | 3.6   |    |
| PCT        | %                   | 0.07   | 0.04  |   |
| MPV        | fL                  | 10.7   | 1.6   |  |
| P-LCR      | %                   | 28.1   | 23.9  |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| マテリアル               |  |
| XN-L Control Level1 |                                                                                   |

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ロット番号    |  |
| 50941401 |                                                                                     |

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用期限       |  |
| 2025/07/15 |                                                                                    |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                              |
|------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WBC-C      | 10 <sup>2</sup> /μL | 24.2   | 2.4   |    |
| WBC-D      | 10 <sup>2</sup> /μL | 24.2   | 2.4   |    |
| NEUT#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 10.9   | 3.3   |    |
| LYMPH#     | 10 <sup>2</sup> /μL | 7.1    | 2.8   |    |
| MONO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 2.0    | 1.8   |   |
| EO#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 2.8    | 1.4   |  |
| BASO#      | 10 <sup>2</sup> /μL | 1.4    | 1.1   |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode                                                                               |
|------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IG#        | 10 <sup>2</sup> /μL | 3.0    | 0.9   |    |
| NEUT%      | %                   | 44.7   | 8.9   |    |
| LYMPH%     | %                   | 29.3   | 11.7  |    |
| MONO%      | %                   | 8.4    | 6.7   |    |
| EO%        | %                   | 11.7   | 5.9   |   |
| BASO%      | %                   | 5.9    | 4.6   |  |
| IG%        | %                   | 12.2   | 3.7   |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

| マテリアル               |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| XN-L Control Level1 |  |

| ロット番号    |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50941401 |  |

| 使用期限       |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025/07/15 |  |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| RET#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 16.00  | 4.80  |         |
| RET%       | %                   | 6.81   | 1.36  |         |
| RBC-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 226    | 23    |         |
| HFR        | %                   | 2.5    | 11.0  |         |
| MFR        | %                   | 18.5   | 30.0  |         |
| LFR        | %                   | 79.0   | 38.0  |         |

| Parameters |                     | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---------|
| IRF        | %                   | 21.0   | 38.0  |         |
| RET-He     | pg                  | 21.5   | 2.2   |         |
| PLT-O      | 10 <sup>4</sup> /μL | 6.3    | 4.4   |         |
| IPF#       | 10 <sup>4</sup> /μL | 1.12   | 1.06  |         |
| IPF        | %                   | 17.9   | 5.0   |         |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。