

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
53461401	

使用期限	
2026/03/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	237	12	
HGB	g/dL	5.7	0.3	
HCT	%	17.0	1.7	
MCV	fL	71.8	4.3	
MCH	pg	24.1	2.2	
MCHC	g/dL	33.5	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	6.0	2.4	
RDW-SD	fL	48.3	7.2	
RDW-CV	%	18.4	2.8	
PDW	fL	8.7	3.5	
PCT	%	0.06	0.03	
MPV	fL	10.3	1.5	
P-LCR	%	23.3	19.8	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
53461401	

使用期限	
2026/03/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	24.2	2.4	
WBC-D	10 ² /μL	24.1	2.4	
NEUT#	10 ² /μL	10.3	3.1	
LYMPH#	10 ² /μL	7.6	3.0	
MONO#	10 ² /μL	2.2	2.0	
EO#	10 ² /μL	2.7	1.4	
BASO#	10 ² /μL	1.3	1.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	2.8	0.8	
NEUT%	%	42.5	8.5	
LYMPH%	%	31.5	12.6	
MONO%	%	9.3	7.4	
EO%	%	11.2	5.6	
BASO%	%	5.5	4.3	
IG%	%	11.4	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
53461401	

使用期限	
2026/03/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	16.23	4.87	
RET%	%	6.85	1.37	
RBC-O	10 ⁴ /μL	229	23	
HFR	%	1.8	11.0	
MFR	%	12.6	30.0	
LFR	%	85.6	38.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	14.4	38.0	
RET-He	pg	22.1	2.2	
PLT-O	10 ⁴ /μL	6.4	4.5	
IPF#	10 ⁴ /μL	1.13	1.07	
IPF	%	17.6	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。