

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
60651401	

使用期限	
2026/06/16	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
RBC	10 <sup>4</sup> /μL	227	11	
HGB	g/dL	5.6	0.3	
HCT	%	16.6	1.7	
MCV	fL	73.1	4.4	
MCH	pg	24.7	2.2	
MCHC	g/dL	33.7	5.1	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
PLT-I	10 <sup>4</sup> /μL	5.8	2.3	
RDW-SD	fL	51.3	7.7	
RDW-CV	%	19.2	2.9	
PDW	fL	8.9	3.6	
PCT	%	0.06	0.03	
MPV	fL	10.3	1.5	
P-LCR	%	23.5	20.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
60651401	

使用期限	
2026/06/16	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 <sup>2</sup> /μL	22.5	2.3	
WBC-D	10 <sup>2</sup> /μL	22.4	2.2	
NEUT#	10 <sup>2</sup> /μL	9.5	2.9	
LYMPH#	10 <sup>2</sup> /μL	7.1	2.8	
MONO#	10 <sup>2</sup> /μL	2.1	1.9	
EO#	10 <sup>2</sup> /μL	2.5	1.3	
BASO#	10 <sup>2</sup> /μL	1.2	0.9	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 <sup>2</sup> /μL	2.6	0.8	
NEUT%	%	42.1	8.4	
LYMPH%	%	31.6	12.6	
MONO%	%	9.5	7.6	
EO%	%	11.3	5.7	
BASO%	%	5.5	4.3	
IG%	%	11.4	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

# XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
60651401	

使用期限	
2026/06/16	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 <sup>4</sup> /μL	17.46	5.24	
RET%	%	7.69	1.54	
RBC-O	10 <sup>4</sup> /μL	221	22	
HFR	%	1.2	11.0	
MFR	%	12.1	30.0	
LFR	%	86.7	38.0	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IRF	%	13.3	38.0	
RET-He	pg	22.1	2.2	
PLT-O	10 <sup>4</sup> /μL	6.2	4.3	
IPF#	10 <sup>4</sup> /μL	1.11	1.05	
IPF	%	18.1	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。