

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
62331401	

使用期限	
2026/12/01	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	231	12	
HGB	g/dL	5.8	0.3	
HCT	%	17.2	1.7	
MCV	fL	74.3	4.5	
MCH	pg	25.1	2.3	
MCHC	g/dL	33.7	5.1	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	5.3	2.1	
RDW-SD	fL	47.7	7.2	
RDW-CV	%	17.6	2.6	
PDW	fL	8.7	3.5	
PCT	%	0.06	0.03	
MPV	fL	10.6	1.6	
P-LCR	%	25.0	21.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
62331401	

使用期限	
2026/12/01	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	23.8	2.4	
WBC-D	10 ² /μL	23.8	2.4	
NEUT#	10 ² /μL	11.0	3.3	
LYMPH#	10 ² /μL	6.5	2.6	
MONO#	10 ² /μL	2.0	1.8	
EO#	10 ² /μL	2.9	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.4	1.1	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	2.9	0.9	
NEUT%	%	45.7	9.1	
LYMPH%	%	27.5	11.0	
MONO%	%	8.6	6.9	
EO%	%	12.2	6.1	
BASO%	%	6.0	4.7	
IG%	%	12.4	3.7	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level1	

ロット番号	
62331401	

使用期限	
2026/12/01	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	14.31	4.29	
RET%	%	6.19	1.24	
RBC-O	10 ⁴ /μL	226	23	
HFR	%	0.3	11.0	
MFR	%	7.1	30.0	
LFR	%	92.6	38.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	7.4	38.0	
RET-He	pg	22.8	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	6.2	4.3	
IPF#	10 ⁴ /μL	1.11	1.05	
IPF	%	18.0	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。