







# XN-L CHECK™ 表示値表








XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
42081402	

使用期限	
2024/11/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 <sup>4</sup> /μL	437	22	
HGB	g/dL	12.1	0.5	
HCT	%	34.6	3.5	
MCV	fL	79.1	4.7	
MCH	pg	27.7	2.2	
MCHC	g/dL	35.0	4.9	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 <sup>4</sup> /μL	22.9	3.4	
RDW-SD	fL	48.0	7.2	
RDW-CV	%	16.6	2.5	
PDW	fL	9.0	2.7	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.2	1.5	
P-LCR	%	22.2	18.9	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








# XN-L CHECK™ 表示値表








XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
42081402	

使用期限	
2024/11/05	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 <sup>2</sup> /μL	68.5	6.2	
WBC-D	10 <sup>2</sup> /μL	68.4	5.5	
NEUT#	10 <sup>2</sup> /μL	33.3	10.0	
LYMPH#	10 <sup>2</sup> /μL	16.5	5.0	
MONO#	10 <sup>2</sup> /μL	5.6	5.0	
EO#	10 <sup>2</sup> /μL	8.6	4.3	
BASO#	10 <sup>2</sup> /μL	4.4	3.4	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 <sup>2</sup> /μL	9.1	2.7	
NEUT%	%	48.8	7.3	
LYMPH%	%	24.1	4.8	
MONO%	%	8.2	4.9	
EO%	%	12.5	6.3	
BASO%	%	6.4	5.0	
IG%	%	13.3	4.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。







# XN-L CHECK™ 表示値表






XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
42081402	

使用期限	
2024/11/05	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 <sup>4</sup> /μL	13.99	4.20	
RET%	%	3.20	0.64	
RBC-O	10 <sup>4</sup> /μL	423	42	
HFR	%	2.9	11.0	
MFR	%	18.6	30.0	
LFR	%	78.5	38.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	21.5	38.0	
RET-He	pg	23.2	2.3	
PLT-O	10 <sup>4</sup> /μL	24.2	7.3	
IPF#	10 <sup>4</sup> /μL	4.27	3.20	
IPF	%	17.7	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。  
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。  
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。  
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。