

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
53461402	

使用期限	
2026/03/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	437	22	
HGB	g/dL	12.4	0.5	
HCT	%	35.4	3.5	
MCV	fL	81.0	4.9	
MCH	pg	28.4	2.3	
MCHC	g/dL	35.0	4.9	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	21.0	3.2	
RDW-SD	fL	47.0	7.1	
RDW-CV	%	16.0	2.4	
PDW	fL	8.9	2.7	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.9	1.5	
P-LCR	%	20.0	17.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
53461402	

使用期限	
2026/03/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	69.8	6.3	
WBC-D	10 ² /μL	69.5	5.6	
NEUT#	10 ² /μL	32.9	9.9	
LYMPH#	10 ² /μL	17.3	5.2	
MONO#	10 ² /μL	6.1	5.5	
EO#	10 ² /μL	8.8	4.4	
BASO#	10 ² /μL	4.4	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.9	2.7	
NEUT%	%	47.5	7.1	
LYMPH%	%	24.8	5.0	
MONO%	%	8.8	5.3	
EO%	%	12.6	6.3	
BASO%	%	6.3	4.9	
IG%	%	12.7	3.8	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
53461402	

使用期限	
2026/03/24	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	13.18	3.95	
RET%	%	3.02	0.60	
RBC-O	10 ⁴ /μL	416	42	
HFR	%	2.0	11.0	
MFR	%	14.3	30.0	
LFR	%	83.7	38.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	16.3	38.0	
RET-He	pg	22.8	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.8	6.8	
IPF#	10 ⁴ /μL	3.84	2.88	
IPF	%	16.8	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。