

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
60651402	

使用期限	
2026/06/16	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
RBC	10 ⁴ /μL	427	21	
HGB	g/dL	12.2	0.5	
HCT	%	35.1	3.5	
MCV	fL	82.1	4.9	
MCH	pg	28.6	2.3	
MCHC	g/dL	34.8	4.9	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
PLT-I	10 ⁴ /μL	21.0	3.2	
RDW-SD	fL	47.3	7.1	
RDW-CV	%	15.9	2.4	
PDW	fL	8.9	2.7	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.8	1.5	
P-LCR	%	19.5	16.6	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
60651402	

使用期限	
2026/06/16	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 ² /μL	70.2	6.3	
WBC-D	10 ² /μL	70.0	5.6	
NEUT#	10 ² /μL	32.1	9.6	
LYMPH#	10 ² /μL	19.0	5.7	
MONO#	10 ² /μL	6.3	5.7	
EO#	10 ² /μL	8.5	4.3	
BASO#	10 ² /μL	4.1	3.2	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 ² /μL	8.8	2.6	
NEUT%	%	45.7	6.9	
LYMPH%	%	27.1	5.4	
MONO%	%	9.1	5.5	
EO%	%	12.2	6.1	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	12.6	3.8	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。

XN-L CHECK™ 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN-L Control Level2	

ロット番号	
60651402	

使用期限	
2026/06/16	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	12.73	3.82	
RET%	%	2.98	0.60	
RBC-O	10 ⁴ /μL	408	41	
HFR	%	1.3	11.0	
MFR	%	12.9	30.0	
LFR	%	85.8	38.0	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IRF	%	14.2	38.0	
RET-He	pg	22.7	2.3	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.5	6.8	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.13	3.10	
IPF	%	18.4	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN-L CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。